

prorelax[®] BodyShaper

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Nachhaltige Straffung der Haut
- Intensive Massage gegen Cellulite
- Deutlich schöneres Hautbild
- Sichtbare Verbesserung der Figur



Liebe Kundin, lieber Kunde,

Sie haben sich für den Kauf des **prorelax**[®]BodyShaper entschieden. Dafür danken wir Ihnen herzlich. Dieses moderne Gerät wurde für Menschen entwickelt, die ihre Haut straffen und ihre Figur in Form bringen wollen. Wir möchten, dass Sie mit diesem Gerät zufrieden sind.

Deshalb bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung vor der ersten Anwendung sorgfältig zu lesen und dabei auch die Sicherheits- und Warnhinweise zu beachten.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Beabsichtigter Verwendungszweck & Vorteile.....4

Beschreibung des Gebrauchs

der Massageaufsätze5

Anwendung.....6

Warnungen7

Technische Daten.....8

Wartung.....8

- Reinigung
- Aufbewahrung

Garantie.....9

Kontakt..... 10

prorelax[®] BodyShaper

Beabsichtigter Verwendungszweck


Ganzkörpermassage für eine bessere Figur und eine schöne Haut

- Tiefgehende Massage zur Straffung der Haut und zur Festigung des Bindegewebes
- Einfach in der Anwendung, auch an den Problemzonen
- Besonders geeignet zur Behandlung von Cellulite

Vorteile

- Nachhaltige Wirkung durch kraftvolle Rotation des Massagekopfes
- Extrem geräuscharmer, drehmomentstarker Motor, Intensität stufenlos regelbar
- Innovative, ergonomische Form, einfach in der Handhabung
- Vier unterschiedlich geformte Aufsätze für verschiedene Massagearten
- Hochwertige Qualität, 2 Jahre Vollgarantie

Beschreibung des Gebrauchs der Massageaufsätze



 <p>1.</p>	 <p>2.</p>	 <p>3.</p>	 <p>4.</p>
<p>1. Kugelmassagekopf:</p>		<p>zur Massage des Nackens und zur Lockerung der Muskulatur</p>	
<p>2. Doppelkugel-Massagekopf:</p>		<p>intensive Gewebemassage</p>	
<p>3. Massagekopf mit vier Kugeln:</p>		<p>besonders geeignet zur Verbesserung der Durchblutung</p>	
<p>4. Tai Chi – Massagekopf:</p>		<p>besonders geeignet für Ölmassage mit Tiefenwirkung</p>	

- Mit der Schutzabdeckung soll das Eindringen von Haaren in das Gerät verhindert werden.
- Bei der Verwendung der Kugelmassageköpfe ist die Schutzabdeckung nicht vorgesehen.

Anwendung wie abgebildet:



Warnungen



- Wenden Sie das Gerät nicht während einer Schwangerschaft, auf Wunden, entzündeter Haut, erkrankter Haut, bei Herzkrankheiten usw. an.
- Verwenden Sie es erst eine Stunde nach einer Mahlzeit.
- Kinder oder behinderte Personen sollten bei der Anwendung von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Setzen Sie das Gerät weder hohen Temperaturen noch hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen, wie z. B. dem Badezimmer.
- Nach Gebrauch den Netzstecker ziehen.
- Nicht am Netzkabel des Geräts ziehen.
- Lassen Sie kein Wasser, Öl oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. (Der Massagekopf kann mit Wasser gereinigt werden)
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine ätzenden oder metallhaltigen Reinigungsmittel.
- Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (Kinder eingeschlossen) mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung oder Kenntnis vorgesehen, es sei denn, es erfolgt eine Beaufsichtigung oder Unterweisung im Hinblick auf die Anwendung des Geräts durch eine Person, die für die Sicherheit dieser Personen verantwortlich ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, Servicevertreter oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung auszuschließen.

Technische Daten

Produktname:	prorelax BodyShaper
Modellnr.:	MC0313
Eingangsleistung:	230 V 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	55 W

Wartung

Reinigung:

Stellen Sie sicher, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist und lassen Sie es vor der Reinigung abkühlen. Verwenden Sie ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch, um es abzuwischen. Lassen Sie niemals zu, dass das Gerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt.

Aufbewahrung:

Ziehen Sie den Gerätestecker aus der Netzsteckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es in dessen Box oder an einem sauberen, trockenen Ort aufbewahren. Wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Gerät. Dies kann zum Verschleiß und Bruch des Stromkabels führen. Hängen Sie das Gerät nicht am Stromkabel auf.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Wir garantieren Vollständigkeit und Mangelfreiheit zum Zeitpunkt des Verkaufs.

Reparaturen können ausschließlich von Importeuren, Service-Zentren oder Fachhändlern vorgenommen werden, die von EUROMEDICS GmbH dafür autorisiert wurden.

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab dem Datum des Kaufes unter der Voraussetzung, dass die Benutzung erfolgt wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben.

Teile, die einer normalen Abnutzung unterliegen (z.B. Batterien) werden nicht von der Garantie eingeschlossen.

Fehler innerhalb der Garantiezeit sind direkt dem Fachhändler bzw. dem Service-Zentrum mitzuteilen, das die Ursache ermitteln wird. Falls eine Reparatur nicht möglich ist, wird das Produkt ausgetauscht.

Die Dauer der Reparatur ist abhängig von der Art des Fehlers.

Die Kosten für Anlieferung und Abholung des Gerätes trägt der Käufer.

Die von der EUROMEDICS GmbH zu leistende Garantie ist begrenzt auf die Höhe des Kaufpreises. Darüber hinaus gehende Ansprüche des Käufers bestehen nicht.

In folgenden Fällen erlischt der Garantieanspruch:

- a) der Kaufbeleg kann nicht vorgelegt werden,
- b) der Käufer oder eine nicht autorisierte Person haben versucht, das Gerät zu reparieren,
- c) der Fehler wurde verursacht durch unsachgemäßen Gebrauch durch den Käufer, insbesondere durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung,
- d) bei offensichtlicher Beschädigung durch Flüssigkeiten oder durch Fallenlassen,
- e) bei Gewalteinwirkung bei der Anwendung des Produktes.

prorelax[®]

Distributed in Europe by:
EUROMEDICS GmbH
D-53343 Wachtberg, Germany
www.euromedics.de
info@euromedics.de

prorelax[®] BodyShaper

OPERATION MANUAL

- Sustainable tightening of the skin
- Intensive massage against Cellulite
- A visible more beautiful appearance of the skin
- Visible better figure



Dear Customer,

Thank you for purchasing our **prorelax[®]direct**.

This product is designed for people to tighten their skin and bring her figure in shape. We want you to be totally satisfied with this product.

In order to achieve all the benefits from the prorelax[®]BodyShaper, we ask you to carefully read the following safety information and warnings.

Table of Contents

Table of Contents	
Intended Use & Features.....	14
Explication of the use of the attachments.....	15
Use.....	16
Warning.....	16
Technical Data.....	17
Maintenance.....	18
• Cleaning	
• Storage	
Guarantee provision.....	19
Contact.....	20

prorelax® **BodyShaper**

Intended Use


Full-body massage for a better shape and beautiful skin





- Profounding massage to tighten the skin and strengthen the connective tissue
- Easy in handling, even at problematic zones
- Especially suitable for the treatment of Cellulite

Features

- Sustainable effect because of powerful rotation of the massage head
- Extremely quiet, high tork engine, the intensity is variable
- Innovative and ergonomic form, easy in handling
- Four different formed attachments for different types of massage (see below)
- High quality, two years of full guarantee

Explication of the use of the attachments



 <p style="text-align: center;">1.</p>	 <p style="text-align: center;">2.</p>	 <p style="text-align: center;">3.</p>	 <p style="text-align: center;">4.</p>
<p>1. Ball massage head:</p>	<p>for the massage of the neck and to relax the muscles</p>		
<p>2. Double ball massage head:</p>	<p>intensive massage of the tissue</p>		
<p>3. Massage head with four balls:</p>	<p>especially suitable to improve the blood circulation</p>		
<p>4. Tai Chi massage head:</p>	<p>especially suitable for oil massages with deep action</p>		

- The protective cover is to prevent the penetration of hair into the device.
- The protective cover is not for the use with ball massage heads.

Use as shown:



Warning



- Do not use the device during pregnancy, on wounds, inflamed skin, diseased skin, at heart diseases etc.
- Wait one hour after meals.
- Children or disabled persons are to be supervised from an adult while using the device.
- Do not expose the device neither to high temperatures nor high humidity.
- Do not use the device in humidity rooms as for example in the bathroom.
- Pull the main plug after the use.
- Do not pull on the power cable of the device.
- Do not let water, oil or other liquids enter the device. (The massage head can be cleaned with water.)
- Do not use acid or metalliferous cleaning agents for cleaning the device.
- This device is not for the use of persons with reduced physic, sensory or mental ability or with a lack of experience or knowledge (including children), if there isn't a supervision or instruction regarding the use of this device by a person which is responsible for the safety of this person.
- Children are to be supervised to secure that they are not playing with the device.
- If the main plug is damaged, it has to be removed by the manufacturer, service department or a similar qualified person, to avoid danger.

Technical Data

Product name:	prorelax Bodyshaper
Model no.:	MC0313
Input power:	230 V 50-60 Hz
Power consumption:	55 W

Maintenance

Cleaning:

Be sure that the device is disconnected from the power supply and let it cool down before the cleaning. Use a smooth, lightly moistened cloth to wipe it. The device is never allowed to be in contact with water or other liquids.

Storage:

Pull the main plug out of the power socket and let it cool down, before you keep it in its box on a clean and dry place. Do not coil the cable around the device, because this may lead to wear and breakage of the cable. Do not hang it up on its cable.

GUARANTEE PROVISION

We guarantee completeness and no defects at the time of the selling.

Repairs can be done only by importers, service centres or specialist suppliers which are authorised by the EUROMEDICS GmbH.

The time of guarantee is two years from the date of the buying under the condition that the use occurs as described in the operating manual. Parts which are subjected to normal tear (for example batteries) are not included in this guarantee.

Defects within the time of guarantee have to be told to the specialist supplier or rather the service centre, which will be determining the cause. If a repairing is not possible, the product will be replaced.

The duration of the repairing is depended on the type of the defect.

The costs for delivery and collection of the device have to be paid by the buyer.

The guarantee which has to be paid by the EUROMEDICS GmbH is restricted to the amount of the purchase price. Any claims of the Buyer over and above this are excluded.

Warranty claims become void under the following circumstances:

- a) if the proof of purchase is not available,
- b) the buyer or another not authorised person has tried to repair the device,
- c) the defect was caused by the improper use by the buyer, especially by not regarding the operating manual,
- d) at obvious damage by fluids or dropping,
- e) violence while using the product.

prorelax[®]

Distributed in Europe by:
PROMEDICS HEALTHCARE GmbH
D-53343 Wachtberg, Germany
www.euromedics.de
info@euromedics.de

Article number: 705105395531